

!! Eindejaarsknaller !!

NuAire NU5500E CO₂ Incubator



De zeer betrouwbaar bewezen CO₂ incubator, die in elke situatie een uitstekende prestatie levert !
Het gaat tenslotte om de groei van uw cellen in een perfecte omgeving.

Specificaties :

- CO₂ Incubator met een inhoud van 188 liter.
- Voorzien van het unieke C3 systeem:
 Constant Contamination Control systeem.
- ISO Class 5 luchtkwaliteit (Clean-room), met een constante overdruk.
- Snelle hersteltijden na een deuropening. CO₂ binnen 4 minuten.
- Voorzien van 4 RVS geperforeerde bladen.
- Temperatuur nauwkeurigheid: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$
- CO₂ nauwkeurigheid : $\pm 0,1\%$



Met de service van LabBio wordt deze unit gekalibreerd en functioneel op uw laboratorium opgeleverd. Dus niet ergens bij uw goederenontvangst gedropt, waarbij u moet afwachten of deze nog wel wordt geïnstalleerd.

**Met 2 jaar garantie
en
gratis installatie/instructie op uw werkplek voor**

€ 4.500,--

Prijs is exclusief BTW en geldig tot 1 januari 2012.

Neem voor meer informatie contact met ons op:
www.labbio.nl 0348-557578 info@labbio.nl



Dit is weer typisch de service van LabBio



Last Minute Budget Knallers van



Medical-Biological
Research & Technologies

Personal Vortex V1-plus van Biosan een ideaal instrument voor het excentrisch mixen van uw tubes.



Specificaties :

Snelheid : 750-3000 rpm
Mixing module voor tubes : van 1.5 tot 50 ml.
Max. mixing volume : 30 ml.
Afmetingen : 90x150x80 mm.

Budgetprijs : * € 123,00




High speed magnetic stirrer MMS-3000 van Biosan een compacte roerder met roestvaststaal blad met maximale volume van 20liter.



Specificaties :

Snelheid : 0-3000 rpm
Voorzien van verwijderbare standaard.
Max. stirring volume : 20l (H₂O).
Afneembare stand voor sensoren.
Afmetingen : 185x230x75 mm.

Budgetprijs : * € 125,00



UV-kabinet UVC/T-M-AR van Biosan Gemaakt van roestvaststaal met euroglas.

Specificaties :

Voorzien van 1 x 25W bactericidal lamp.
UV 253,7nm, ozone-vrij
Werkblad afmetingen : 480 x645 mm.
Algehele afmetingen : 690x555x555mm.

Budgetprijs : * € 1.750,00



*Genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en geldig tot 1 januari 2012.
Kijk voor meer informatie op www.labbio.nl of bel ons op 0348-55.75.78.