

!! Nieuw in ons assortiment !!

Incubatoren uit de Dragon serie van

ZHICHENG®



De Dragon Serie van ZhiCheng omvat incubatoren, die zijn voorzien van een hoogwaardige microprocessor controller, welke de temperatuur in de kamer bewaakt in een range van ambient+5°C tot 65°C met een instelnauwkeurigheid van $\pm 0.1^\circ\text{C}$. Deze processor heeft bovendien 9 programma's met elk 18 stappen. De Dragon is voorzien van 2 roosters, binnen glazendeur en password beveiliging. Diverse opties zijn vanaf fabriek leverbaar, zoals RS-232 output, extra temperatuur sensor, UV-lamp etc. De volgende modellen zijn vanaf heden beschikbaar;

De Dragon 50 met een inhoud van 50 liter is er al voor : € 1.480,--*
De Dragon 80 met een inhoud van 80 liter is er al voor : € 1.545,--*
De Dragon 120 met een inhoud van 120 liter is er al voor : € 1.690,--*
De Dragon 160 met een inhoud van 160 liter is er al voor : € 1.995,--*
De Dragon 270 met een inhoud van 270 liter is er al voor : € 2.980,--*

Ook gekoelde incubatoren (Snake-serie) zijn beschikbaar. Vraag naar de mogelijkheden.

Kijk voor alle verdere specificaties op onze website www.labbio.nl of bel of mail ons op 0348-55.75.78. en info@labbio.nl

Nu als introductie aktie met 2 jaar garantie, gratis installatie en 1 gratis check-up na circa 20 maanden op uw werkplek.

*** Prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot 1 maart 2012.**

!! Nieuw in ons assortiment !!

Tafelschudincubatoren uit de Rabbit serie van **ZHICHENG**[®]



De unieke tafel orbital schudincubatoren uit de Rabbit Serie vervaardigd door ZhiCheng zijn echte werkpaarden voor uw lab. De Rabbit is uitgevoerd in een makkelijk schoon te houden design met een observatieruit van gehard glas. Ze zijn uniek te noemen gezien hun lage geluidsniveau bij een hoge snelheid tot 600 rpm. De orbit is staploos van 1-50mm in te stellen.

De Rabbit wordt voorzien van een plateau waarop naar keuze klemmen kunnen worden geplaatst voor uw flessen, buizen of platen. Diverse opties zijn vanaf fabriek leverbaar, zoals RS-232 output, extra temperatuur sensor, UV-lamp etc.

De temperatuurrange van de ongekoelde is amb+5°C tot 60°C en van de gekoelde is 4°C tot 60°C.

De Rabbit 34	Inhoud 34L, 30-400 rpm, capaciteit 5x 250ml	€ 2.450,--*
De Rabbit 63	Inhoud 63L, 30-400 rpm, capaciteit 4x 1000ml	€ 3.230,--*
De Rabbit 63HS	Inhoud 63L, 30-600 rpm, capaciteit 4x 1000ml	€ 3.365,--*
De Rabbit 69K,	Inhoud 69L, gekoeld, 30-400 rpm, capaciteit 5x 1000ml	€ 3.995,--*
De Rabbit 69HSK	Inhoud 69L, gekoeld, 30-600 rpm, capaciteit 5x 1000ml	€ 4.380,--*

Kijk voor alle verdere specificaties op onze website www.labbio.nl of bel of mail ons op 0348-55.75.78. en info@labbio.nl

Nu als introductie aktie een plateau met gratis klemmen naar keuze en 2 jaar garantie, gratis installatie en 1 gratis onderhoud na circa 20 maanden op uw werkplek.

*** Prijzen zijn exclusief BTW en geldig tot 1 maart 2012.**